Wundassistent DURIA V3.2

Installations- und Kurzanleitung für Kolleginnen und Kollegen

Zweck

Der Wundassistent unterstützt bei der strukturierten Beschreibung von Wundfotos, der Erstellung eines direkt kopierbaren DURIA-Textes sowie bei der Auswahl einer passenden Verbandmittelklasse und konkreter Produkte aus der hinterlegten KVNO-/Praxis-Wissensbasis. Die endgültige klinische und therapeutische Entscheidung bleibt beim behandelnden Arzt.

1. Was Sie installieren

Die Installation erfolgt als ChatGPT-Projekt. Projekte bündeln Chats, Dateien und Projektanweisungen dauerhaft an einem Ort. Das Paket ist bewusst als Projektlösung aufgebaut und benötigt keinen neuen Custom-GPT.

Datei	Funktion	Im Projekt hochladen?
Wundassistent_DURIA_Systemprompt_V3_2_KURZ.txt	Projektanweisung; enthält 6-Fragen-Gate, Sicherheits- und Ausgabe-Logik	Nein - Text in Projektanweisungen kopieren
KVNO_VerordnungsInfo_Verbandstoffe_02_2026.pdf	Originalquelle für Verbandmittel, Verordnung und Produktübersicht	Ja
Wundassistent_DURIA_KVNO_Wissensbasis_V3.xlsx	Strukturierte Produktdatenbank mit PZN, Größe, Liegezeit und AEK	Ja
Wundversorgung_Positivliste_KVNO_2026.docx	Praxis-Kurzliste für bevorzugte wirtschaftliche Produkte	Ja
BVMed_Factsheet_Verbandmittel_2026.jpeg	Ergänzende regulatorische Übersicht für 2026	Ja
Wundassistent_DURIA_Testfaelle_V3_2.txt	Funktionsprüfung nach der Installation	Optional

2. Voraussetzungen

- Ein angemeldetes ChatGPT-Konto, in dem Projekte verfügbar sind.
- Installation vorzugsweise im Webbrowser oder in der Desktop-App.
- Das Projekt sollte für die medizinische Nutzung getrennt von privaten Projekten geführt werden.
- Die mitgelieferte Projektanweisung ist auf weniger als 8.000 Zeichen gekürzt und passt in das Feld für Projektanweisungen.

Datenschutz vor dem ersten Patientenfall

Vor dem Einsatz mit echten Patientendaten müssen die in Ihrer Praxis bzw. Einrichtung geltenden Datenschutz-, Schweigepflicht- und IT-Vorgaben geklärt sein. Verwenden Sie nach Möglichkeit de-identifizierte Fotos ohne Namen, Geburtsdatum, Etiketten oder andere direkt identifizierende Informationen. Ein Projekt ersetzt keine datenschutzrechtliche Freigabe Ihrer Organisation.

3. Installation - Schritt für Schritt

1. ZIP-Datei entpacken

Entpacken Sie das Paket „Wundassistent_DURIA_V3_2_Kollegenpaket.zip“ in einen lokalen Ordner. Arbeiten Sie anschließend mit den darin enthaltenen Dateien.

2. Neues Projekt anlegen

Öffnen Sie ChatGPT. Wählen Sie in der linken Seitenleiste „Neues Projekt“. Vergeben Sie den Namen „Wundassistent DURIA“. Symbol und Farbe sind frei wählbar.

3. Projektbezogene Erinnerung wählen

Öffnen Sie im Projekt das Menü „…“ und die Projekteinstellungen. Wenn verfügbar, wählen Sie „Rein projektbezogene Erinnerung“. Dadurch bleibt der Kontext auf dieses Projekt beschränkt. Je nach Konto/Workspace kann die Darstellung leicht abweichen.

4. Projektanweisung einfügen

Öffnen Sie die Datei „Wundassistent_DURIA_Systemprompt_V3_2_KURZ.txt“. Kopieren Sie den gesamten Inhalt. Fügen Sie ihn unter „Projekteinstellungen > Projektanweisungen“ ein und speichern Sie.

5. Wissensdateien hochladen

Fügen Sie im Quellenbereich des Projekts die vier Kernquellen hinzu: KVNO-PDF, Excel-Wissensbasis, Praxis-Positivliste und BVMed-Factsheet. Die Testfälle sind optional.

6. Neuen Projektchat starten

Erstellen Sie innerhalb des Projekts einen neuen Chat. Der Wundassistent soll ausschließlich in diesem Projekt verwendet werden, damit die hinterlegten Quellen und Anweisungen zuverlässig zur Verfügung stehen.

7. Installation testen

Laden Sie ein anonymisiertes Testfoto hoch und schreiben Sie: „Neue Wunde - bitte Wundassistent starten.“ Der Assistent darf jetzt noch keine Therapie- oder Materialempfehlung ausgeben, sondern muss zunächst die noch fehlenden sechs klinischen Punkte abfragen.

4. So muss der Assistent im Alltag starten

Nach dem Upload eines neuen Wundfotos fragt der Assistent zuerst nur die noch fehlenden Angaben ab. Bereits genannte Informationen dürfen nicht erneut abgefragt werden:

1. Seite und genaue Lokalisation
2. Klinisch gemessene Länge × Breite × ggf. Tiefe - oder auf Wunsch bildbasierte Schätzung bei geeigneter Messskala
3. Exsudation: gering / mäßig / stark und Charakter
4. Geruch: keiner / leicht / streng
5. Schmerz NRS 0-10 sowie klinische Infektionszeichen / Fieber / systemische Symptome
6. Arterielle Perfusion: Fußpulse, ABI/Doppler/Zehendruck, bekannte pAVK

Wichtig

Erst wenn alle sechs Punkte beantwortet oder ausdrücklich als „nicht bekannt / nicht erhoben“ gekennzeichnet sind, soll der Assistent die eigentliche Wundbeurteilung und Materialauswahl durchführen.

5. Erwartete Ausgabe nach dem 6-Fragen-Gate

1. DURIA-KURZTEXT - Knapp formulierter, direkt kopierbarer medizinischer Fließtext ohne erfundene Normalbefunde.

2. STRUKTURIERTER WUNDBEFUND - Lokalisation, Genese, Größe/Tiefe, Wundgrund, Exsudation, Rand, Umgebung, Geruch, Schmerz, Infektionszeichen, Perfusion und Fotodokumentation.

3. VERSORGUNG / VERORDNUNG - Materialklasse, konkretes Produkt, Größe, PZN, Alternative, Wechselintervall, Begründung sowie GKV-/SSB-Hinweis.

4. HINWEISE - Unsicherheiten, fehlende Angaben, Warnzeichen und Verordnungsprobleme. Keine Diagnose allein aus dem Foto.

6. Sicherheitsregeln, die beim Test geprüft werden sollen

- Keine Wundtiefe, Gerüche, Schmerzen, Perfusionsbefunde oder klinische Infektion allein aus einem Foto erfinden.
- Messungen aus Fotos nur bei geeigneter Skala und ausdrücklich als bildbasierte Schätzung ausgeben.
- Bei nicht tastbaren Pulsen an Fuß/Knöchel/Unterschenkel keine pAVK automatisch diagnostizieren; Perfusionsabklärung priorisieren.
- Bei unklarer Perfusion keine Kompression als Standardempfehlung.
- Keine antimikrobielle bzw. Silberauflage prophylaktisch nur aufgrund eines Fotos empfehlen.
- PZN, Produktgrößen und Preis-/AEK-Angaben nur aus den hochgeladenen Quellen übernehmen.
- Bei nicht eindeutigem GKV-Status: aktuelle PVS-Kennzeichnung prüfen lassen, statt eine sichere Erstattungsfähigkeit zu behaupten.

7. Beispiel für die erste Nachricht

Startbefehl

Neue Wunde - bitte Wundassistent starten.

Oder, wenn bereits Daten bekannt sind:

Beispiel

Linker Knöchel, mäßige seröse Exsudation, NRS 3. Bitte Wundassistent starten. Die noch fehlenden Angaben zuerst abfragen.

8. Funktionstest nach der Installation

Öffnen Sie „Wundassistent_DURIA_Testfaelle_V3_2.txt“ und prüfen Sie mindestens Test 1, 3, 4 und 6. Wenn der Assistent bereits vor Beantwortung der sechs Punkte eine vollständige Wundanalyse ausgibt, ist die Projektanweisung nicht korrekt gespeichert oder der Chat wurde außerhalb des Projekts gestartet.

9. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Assistent fragt die 6 Punkte nicht zuerst ab	Prüfen, ob der Kurzprompt vollständig in den Projektanweisungen gespeichert wurde. Neuen Chat im richtigen Projekt starten.
PZN oder Produkt fehlen	Prüfen, ob Excel-Wissensbasis und KVNO-PDF als Projektquellen hochgeladen wurden.
Assistent wiederholt bereits genannte Fragen	Antworten Sie kompakt; wenn das Problem bleibt, starten Sie einen neuen Projektchat und prüfen Sie die Projektanweisung.

Datei-Upload nicht möglich	Upload-Limit bzw. Workspace-Berechtigungen prüfen. Kernquellen zuerst hochladen.
UI sieht anders aus	Bezeichnungen können je nach Tarif, Workspace und Oberfläche abweichen. Entscheidend sind: Projekt, Projektanweisungen und Projektquellen.

10. Aktualisierung des Assistenten

Bei neuen KVNO-Regeln, Preislisten oder Änderungen der Verordnungsfähigkeit sollen die Wissensdateien ersetzt bzw. ergänzt und die Version dokumentiert werden. Alte Preis- oder Erstattungsangaben nicht ungeprüft weiterverwenden. Dieses Paket trägt den Stand 25.09.2026.

11. Hinweise zu ChatGPT-Projekten

OpenAI beschreibt Projekte als Arbeitsbereiche, die Chats, Dateien und Projektanweisungen zusammenführen. Die Verfügbarkeit und Upload-Limits hängen vom Tarif und den Workspace-Einstellungen ab. Laut aktueller OpenAI-Hilfe können Plus-Konten bis zu 25 Dateien pro Projekt hochladen. Für persönliche Konten werden derzeit keine neuen individuellen GPTs erstellt; dieses Paket verwendet deshalb die Projektlösung.

Aktuelle OpenAI-Hilfe:

https://help.openai.com/de-de/articles/10169521-projects-in-chatgpt
https://help.openai.com/de-de/articles/8555545-file-uploads-faq
https://help.openai.com/de-de/articles/8554397-creating-and-editing-gpts

12. Medizinischer Hinweis

Entscheidungsunterstützung, keine autonome Therapie

Der Wundassistent ist für strukturierte Dokumentation und Entscheidungsunterstützung konzipiert. Er ersetzt weder die körperliche Untersuchung noch Perfusionsdiagnostik, mikrobiologische/klinische Infektionsbeurteilung oder die ärztliche Festlegung der Therapie. Bei widersprüchlichen Informationen haben klinischer Befund und aktuelle verbindliche Regelungen Vorrang.

13. Checkliste - fertig installiert?

- ☐ Projekt „Wundassistent DURIA“ angelegt
- ☐ Projektbezogene Erinnerung gewählt, sofern verfügbar
- ☐ Kurzprompt vollständig als Projektanweisung gespeichert
- ☐ KVNO-PDF hochgeladen
- ☐ Excel-Wissensbasis hochgeladen
- ☐ Praxis-Positivliste hochgeladen
- ☐ BVMed-Factsheet hochgeladen
- ☐ Test 1 bestanden: zuerst 6-Fragen-Gate
- ☐ Test 3 bestanden: Perfusions-Sicherheitsgate
- ☐ Test 6 bestanden: vier feste Ausgabeblöcke